広島市立病院機構

**SOMATOM Definition Flash** 

MAMMOMAT Inspiration

**ONCOR Impression Plus** 

syngo RT Therapist SONOVISTA FX (コニカ)

ARCADIS Avantic Gen2

お話をおうかがいした先生

藤原 靖 先生

整形外科・顕微鏡脊椎脊髄センター主任部長

ARCADIS Orbic Gen2 Cios Spin

SOMATOM Definition AS OPEN

BIOGRAPH Vision 450 (6 R/64CT)

安佐市民病院

病床数:434床

主なご導入装置

SOMATOM Drive

広島市立北部医療センター

所在地:広島県広島市安佐北区亀山南1-2-1



# 脊椎手術における Cios Spin の 新たな可能性、その未来像について

安佐市民病院は広島県北部の地域医療において中核を担う医療機関であり、その 役割を果たすべく手術支援ロボット、カテーテル治療室、AI診断対応型内視鏡セン ターなどを積極的に導入されています。その中でも整形外科は2018年の整形外科・ 顕微鏡脊椎脊髄センターへの改称に伴い、伝統的に行ってきた顕微鏡視下脊椎 脊髄手術に加え、膝関節手術にも注力、2022年5月には最新の顕微鏡および手術 支援ロボットシステムを導入、現在、モバイル Cアームイメージングシステム Cios Spinとナビゲーションシステムを連動させた顕微鏡視下手術に取り組まれています。 今回は、同センター主任部長の藤原 靖先生に、Cios Spinを他の機器と連動させた 手術の現状と将来展望についてお話をうかがいました。

## ご紹介ください

1980年の病院開設当初から、当科では顕微 鏡視下脊椎脊髄手術に取り組んで来ました。 おそらく、この手術を日本で最初に行った施設の 1つだと思いますが、2021年の脊椎脊髄手術 1,047件(脊髄腫瘍30件)はその殆どを顕微鏡 視下に行っております。当センターの特徴は、顕微 鏡視下手術を基本とし、また胸椎および腰椎に おける術式では後方脊柱管除圧術が圧倒的に 多い点と言えます。



#### 整形外科・顕微鏡脊椎脊髄センターについて Cios Spinの導入経緯、現在の活用方法をお聞 かせください

今や外来診療でも3D画像が使われる時代に、 手術室だけが2D画像のままというのに限界を 感じていたため、術中に3Dイメージが取得できる Cios Spinの導入を決定しました。当初の目的は、 固定術を行う際にスクリューの状態を確認する ことだったのですが、他社との連携が進むに つれて、顕微鏡、ナビゲーションシステム、手術 支援ロボットとの連動による手技サポートという 可能性も新たに出てきました。事実、今では Cios Spinとナビゲーションシステムを連動させた 手術を年間150件ほど行っており、そのうち 固定術は1/3弱、残りの2/3を顕微鏡とも連動 させた脊髄腫瘍摘除あるいは脊椎神経除圧術 が占めています。

### ロボットアームを使用されるメリットや、今後の 課題点についてお聞かせください

ナビゲーションシステムを使った脊椎手術では、 術者がモニタを見ながら手元を操作しなくては ならない瞬間がどうしても出てくるため、その時 ばかりは視線を術野から外すしかなく、それが 潜在的に危ないと感じることがあります。ブレイン ラボ社製「Cirg®ロボットアームシステム」を使用 することによって、これまで画面を見ながら行わ

なくてはいけなかった手元の調整を、ロボットが 代わりに行ってくれるようになります。ですので、 術者は術野に視線を集中させたまま操作を続け ることができ、安全性が向上しました。ロボット アームはセッティングに多少の時間を要し、さら に細かいことを言えば、プランニングされた骨の 位置が傾斜面だとスクリューが滑ってしまう時が あるなど、今後の課題はありますが、それでも良い システムだと思います。

#### ロボットアームとCios Spinを連携させるメリット は、どのような点でしょうか

従来では術前のCTをベースにして手術を 行っていましたが、どうしても患者さんの体位は 術前(仰臥位)と術中(伏臥位)とで異なるため、 二椎体以上が対象となるとレジストレーション 時の正確性において問題がありました。しかし Cios Spinとの連動によって、患者さんの「術中 の」体位で3Dイメージを取得できるようになり、 また位置情報を含めたデータをナビゲーション 側へ転送することで、結果として複数椎体の位置 関係を正確に突合できるようになったため、精度 と実用性において変化を感じています。また、 2D透視をしながらスクリューを挿入する従来の 方法は、手術のスピードが早い一方で、術者被 ばくの問題もありました。手術を受ける患者さん はもちろんですが、特に毎日手術を行う度にX線 被ばくが避けられない手術チームのスタッフに とって、ナビゲーション・ロボットを連携していくこと で被ばく量を低減できることは、大きなメリット と言えます。


#### Cios Spin についてのご評価をお聞かせください

#### 術中イメージ機器についてどのようなご期待、 ご要望をお持ちですか

Cios Spinそのものより、周辺機器を工夫する 余地があると考えています。たとえば、寝台を さらに薄くコンパクトにすれば、患者さんの位置 が中心から多少外れても、同時に捉えたい末端 部まで視野に含めながらアームを回転させる 余裕ができます。また術中の患者さんの体を 固定する器具などにも改良の余地があると思い ますし、これらを含めて、術中イメージングに 関連する機器を製造している企業同士が、オペ に最適なシステム全体を一体となって開発して くれるといいですね。

#### 脊椎症例におけるロボットアームについての展望。 未来像のようなものはありますか

既に、サージカルドリルをプランニングされた 位置で停止させるシステムが実用化されています ので、脊椎固定術におけるスクリューにも応用 可能だと思います。また前述した通り、当セン ターは除圧術の方を主体としています。術者が 顕微鏡画像等で確認しながら行うのではなく、 予定外の域に達すればドリルが自動停止すると いうような、プランニング通りに正確に骨を削る システムに繋がればと期待していますし、そのよ うなシステムが搭載されれば、安全性がさらに 向上すると思います。



#### Siemens Healthineersに対するご要望を お聞かせください

Siemens Healthineersには、責任感を持って レスポンスのいい対応して頂けているので助 かっています。製品に関して欲を言うと、脊椎の 長尺方向に撮像した3D画像を複数枚連結させ ることができる装置があれば、側彎症の手術に おけるアライメント評価時に有用だと思います。 またCios Spin に限って言えば、術中のアーム 位置合わせの際に"ここを中心に"と指示する と装置側が自動で動いてくれるようになると 良いですね。ハイブリッド手術室対応のX線 透視・撮影装置ARTIS phenoとCios Spinの、 双方の長所を併せ持つような術中イメージング 装置を今後提供してくれることを期待しています。 (2022年6月22日取材)

アームの操作性は良好ですし、X線透視装置 としても、また同時に術中コーンビームCT装置 としても使えるという汎用性があります。Cios Spinを使った手術を見学に来た他診療科の 医師は、3D撮影が簡便なことに驚いていました。 広さに限界のある手術室内であっても場所を 占め過ぎることがないですし、また従来のように 移動型CT装置とC-armを両方持ち込む必要が なくなったため、手術スタッフからは「使用可能 な電源の数や位置が限られている部屋でも、 操作の度に複数機器の電源ケーブルを繋ぎ替え たりすることがなくなり、Cios Spin一つで完結 できるようになった」と好評です。



Cios Spinと手術用ナビゲーションシステム Curve®(ブレインラボ社製)

48 Future of Healthcare Future of Healthcare 49